




Das Dual Rinse® Konzept

Kontinuierliche Reinigung, Desinfektion und Konditionierung



Anmischen der Kombi-Lösung

1 Kapsel
Dual Rinse HEDP
per
10 ml Natriumhypo-
chlorit (NaOCl)
(0,5 -5,25%)

Zugangskavität spülen

Lösung im Kavum
belassen
0,5 - 1 ml

Kanäle öffnen

Durch Lösung
arbeiten
0,5 - 1 ml pro
Kanal/Instrument

Elektronische Längenbestimmung

Gleitpfad
erstellen
Ohne Lösung in
Zugangskavität

Instrumentierung

Durch Lösung
arbeiten
0,5 - 1 ml pro
Kanal/Instrument

Abschluss- Spülung*

Agitation, Aktivierung,
Spülung
Mindestens 1 ml
pro Kanal

*Die Behandlung ist abgeschlossen, wenn der «Champagner-Test» negativ ist, also keine neuen Blasen mehr entstehen nach dem Agitieren oder Aktivieren der Spüllösung.





Designed by Dr. Silvio Lottanti

Eine Lösung ist die Lösung



The Dual Rinse® Concept

Continuous cleaning, disinfection, and conditioning



Prepare all-in-one solution	Irrigate access cavity	Open canals (step-down)	Electronic working length determination	Instrumentation	Final irrigation*
1 capsule Dual Rinse HEDP per 10 ml sodium hypochlorite (NaOCl) (0.5 -5.25%)	Leave solution in the cavity 0.5 - 1 ml	Instrument through solution 0.5 - 1 ml per canal/instrument	Glide path No solution in access cavity	Instrument through solution 0.5 - 1 ml per canal/instrument	Irrigate, agitate or activate, repeat Minimally 1 ml per canal

*The treatment is finished when the «Champagne Test» is negative, i.e. no new bubbles appear in the solution after agitation/activation

Designed by Dr. Silvio Lottanti






One solution is the solution



www.medcem.eu

Le concept du Dual Rinse®

Nettoyage continu, désinfection et conditionnement



Préparer une solution « tout en un »

1 capsule de
Dual Rinse HEDP
pour
10 ml d'hypochlorite
de sodium (NaOCl)
(0,5 – 5,25%)

Remplir la cavité d'accès

Laissez la solution
dans
la cavité
0,5 - 1 ml

Elargissement coronaire des canaux

Utilisez les
instruments dans
la solution
0,5 - 1 ml par
canal/instrument

Détermination de la longueur de travail avec le localisateur d'apex

Glide path
Pas de solution dans
la cavité d'accès

Mise en forme canaire

Utilisez les instru-
ments en présence
de solution
0,5 - 1 ml par
canal/instrument

Irrigation finale*

Irriguez, agitez,
ou activez,
renouvelez la solution
Au minimum 1 ml
par canal

*Le traitement est terminé quand l'effet « bulles de Champagne » a disparu de la solution après agitation/activation

Designed by Dr. Silvio Lottanti




Une solution est la solution



www.medcem.eu

Il concetto Dual Rinse®

Detersione, disinfezione e condizionamento dentinale continui



Preparazione della soluzione "tutto in uno"

1 capsula di Dual Rinse HEDP per
10 ml di ipoclorito di sodio (NaOCl) (0,5 - 5,25%)

Riempire di irrigante la cavità di accesso

Lasciare la soluzione in cavità
0,5 - 1 ml

Allargamento del terzo coronale del canale

Lavorare a bagno di irrigante
0,5 - 1 ml per canale/
strumento

Determinazione della lunghezza di lavoro con un rivelatore elettronico di apice

Glide Path
La cavità di accesso deve essere asciutta

Sagomatura canalare

Lavorare a bagno di irrigante
0,5 - 1 ml per canale/
strumento

Irrigazione finale*

Irrigare, agitare o attivare, rinnovare l'irrigante
Almeno 1 ml per canale

*Il trattamento termina quando lo «Champagne test» è negativo e cioè non ci sono più bollicine nella soluzione dopo aver agitato o attivato

Designed by Dr. Silvio Lottanti





Una soluzione è la soluzione



www.medcem.eu

El concepto Dual Rinse®

Limpieza, desinfección y acondicionamiento continuo



Preparar la solución "todo en uno"

1 cápsula de Dual Rinse HEDP por
10 ml de hipoclorito sódico (NaOCl) (0,5 - 5,25%)

Irrigar en la cavidad de acceso cameral

Depositar la solución en la cavidad de acceso
0,5 - 1 ml

Preparación del tercio coronal del conducto radicular

Conformar con un reservorio de la solución irrigadora en la cavidad de acceso
0,5 - 1 ml por conducto/instrumento

Determinación electrónica de la longitud de trabajo

Glide Path
Sin solución en la cavidad de acceso

Instrumentación

Instrumentar con los conductos radiculares rellenos de la solución irrigadora
0,5 - 1 ml por conducto/instrumento

Irrigación final*

Irrigar, agitar o activar, renovar la solución
Mínimo 1 ml por conducto radicular

*El tratamiento se considera finalizado cuando la «prueba del Champán» es negativa, es decir, cuando no aparecen nuevas burbujas en la solución después de la agitación/activación.

Designed by Dr. Silvio Lottanti





Una solución es la solución



www.medcem.eu

O conceito Dual Rinse®

Limpeza, desinfecção e condicionamento dentinário contínuo



Preparo da solução	Irrigação da cavidade de acesso	Preparo do terço coronário do canal	Determinação eletrônica do comprimento de trabalho	Instrumentação	Irrigação final*
1 cápsula de Dual Rinse HEDP para	Criar um reservatório da solução irrigadora na cavidade de acesso	Instrumentar com a cavidade de acesso inundada	Glide Path	Instrumentação com a cavidade de acesso inundada	Irrigar, agitar ou ativar a solução, assim como renovar a solução e repetir o processo.
10 ml de hipoclorito de sódio (NaOCl) (0,5 - 5,25%)	0,5 - 1 ml	0,5 - 1 ml por canal/instrumento	Sem solução na cavidade de acesso	0,5 - 1 ml por canal/instrumento	Mínimo de 1 ml por canal

*O tratamento está finalizado quando o «teste de Champagne» é negativo, ou seja, quando não houver mais bolhas na solução depois da agitação/ativação.

Designed by Dr. Silvio Lottanti

Uma solução é a solução



www.medcem.eu